



ファインタッチTMディスポ

単回使用自動ランセット

- 穿刺器具と針を一体化した
使い切りタイプ
- 針が露出しない構造で、
針刺しリスクを低減
- 清潔さに配慮

販売名：メディセーフファインタッチディスポ

医療機器認証番号：225AFBZX00086000



皮膚との接触部分が
ギャップで覆われているので清潔



キャップを外す→先端を押し当てる

穿刺→廃棄



横

※針先の拡大画像



正面

痛みへの配慮

針の太さは 30G、非対称刃面構造（アシンメトリーエッジ）を採用

針の深さは2種類【浅く穿刺できる 0.8mm（ピンク）と 1.5mm（ブルー）】

針がまっすぐ進む設計